

Số: /TM-TTYT
V/v Cung cấp bản báo giá tẩy khuẩn hệ
thống nước RO4040 chạy Thận nhân
tạo

Cao Lộc, ngày 07 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc đang chuẩn bị thực hiện tẩy khuẩn hệ thống nước RO chạy Thận nhân tạo Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc kính mời các đơn vị có đủ năng lực thực hiện cung cấp bản báo giá để đơn vị tham khảo xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Cao Lộc. Địa chỉ Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lương Đình Việt nhân viên kỹ thuật Phòng – KHN&ĐD, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053 862.538, 0986791525

Email: khnvytecaoloc@gmail.com

3. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử (Email: khnvytecaoloc@gmail.com) hoặc bằng Fax. (Gửi kèm mẫu phụ lục báo giá).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 3 năm 2024 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Đến hết 31 tháng 12 năm 2024, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục đề nghị báo giá: (Chi tiết tại yêu cầu báo giá kèm theo).

- Cung cấp yêu cầu bản báo giá tẩy khuẩn hệ thống nước RO .

2. Địa điểm Đơn nguyên Thận nhân tạo Trung tâm y tế huyện Cao Lộc. Địa chỉ Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Cuối tháng 3 năm 2024.

Trân trọng kính mời các quý công ty./.

Nơi nhận:

- Website đơn vị;
- Ban lãnh đạo;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, KHN&ĐD.

GIÁM ĐỐC

Chu Đình Quế

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

(Kèm theo thư mời chào giá số TM/TTYT ngày 07/3/2024 của Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc)

Tẩy khuẩn hệ thống nước RO chạy Thận nhân tạo

TT	Tên Hàng Hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Hệ thống máy lọc nước RO4040 chạy thận nhân tạo sản xuất năm 2019	- Tẩy khuẩn hệ thống bồn chứa và đường ống cấp nước RO đến 10 máy Thận nhân tạo bằng chất tẩy khuẩn MDT 4-Plus với tỉ lệ pha 5% - Dùng que thử kiểm tra tồn dư Residual peroxide Serim code 5105 để kiểm tra chất lượng nước RO đều cho kết quả là 0 ppm, không còn tồn dư hóa chất MDT 4-Plus.	Hệ thống	01		
Tổng cộng 01 khoản						